



Blu Gel/Blu Gel Firm


H 23 cm Portanza: *Blu Gel* MEDIA
Blu Gel Firm SOSTENUTA



DISPOSITIVO MEDICO
(Soft)



Firm



Descrizione



[Via Zaccarini 12 – Piacenza – 0523.763100](#)

Massello

7 zone di portanza differenziata

Lato superiore di appoggio in Blu Gel: lastra di 2 cm in Gel termoregolante e traspirante.

Parte sottostante: *modello soft*: lastra di Memory di 4,5 cm per un'accoglienza ottimale.

modello Firm: lastra di 4,5 cm in Waterlily schiumato leggero, per chi ama un'accoglienza senza avvolgenza

Parte centrale in Acquafoam: lastra di 7cm di materiale elastico, schiumato ad acqua, per un sostegno deciso.

Ulteriore lastra in Memory di 2 cm.

Lato inferiore di appoggio in Acquafoam: lastra di 8 cm, caratterizzata da un sostegno deciso.

Rivestimento

Il rivestimento, completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30 °C, è in morbido tessuto naturale trattato con tecnologia **THERMIC 37°**, basata sul processo di incapsulamento di PCM (Phase Change Materials o polimeri a cambiamento di fase) in microcapsule che creano legami forti e permanenti, senza l'utilizzo di fissatori chimici, con le fibre del tessuto, non alterandone proprietà traspiranti, resistendo in modo eccellente ai lavaggi e mantenendo inalterate nel tempo le proprie capacità termoregolanti. I PCM sono in grado di assorbire il calore in eccesso, mantenendo costante la temperatura corporea; l'effetto finale è l'eliminazione della sensazione di caldo, di freddo o di umidità. Oltre alle citate proprietà termoregolanti, il tessuto è dotato di una buona capacità antimicotica, batteriostatica e anti acaro, e riduce la tendenza al pilling (comparsa di peluria e piccole palline – "pills"). Completano il rivestimento una fascia perimetrale con lavorazione 3D che aumenta l'aerazione dell'intera struttura e 4 maniglie che ne facilitano la movimentazione.

La sottofodera è in Jersey.