

Flexa Manuale



Da abbinare a materassi ergonomici
in Memory, Waterlily e Lattice.

La rete manuale a doghe: un vero e proprio strumento di salute e benessere.

Grazie al **meccanismo alza-testa/alza-piedi** e alla possibilità e di regolare la rigidità a livello lombare garantisce un sostegno modulare in grado di adattarsi alle più diverse esigenze posturali.



POSIZIONE CONSIGLIATA PER AGEVOLARE LA DIGESTIONE e ANTIREFLUSSO

Inclinando lo schienale ed elevando leggermente gli arti inferiori si assume una posizione utile alla digestione che aumenta l'irrorazione del sangue a livello dell'apparato digerente. Questa posizione è di grande aiuto nei problemi di reflusso gastrico.



POSIZIONE CONSIGLIATA PER FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE

Elevando gli arti inferiori si agevola il ritorno venoso, si elimina la stanchezza, consentendo una migliore circolazione sanguigna. Questa posizione non può essere mantenuta per più di 20 minuti.

Struttura: doghe con struttura in multistrato di faggio e telaio perim. da cm 7 x 2,5, senza viti a vista. Giunzioni agli angoli in acciaio coperte da una finitura ad effetto fibra di vetro. La struttura è formata da **26 listelli in multistrato di faggio** di medie dimensioni (4 x 0,8 cm) raccordati a due a due e uniti alla struttura perimetrale da speciali "ammortizzatori" o raccordi flessori in SBS, studiati per seguire ergonomicamente le forme del corpo e sostenere in modo equilibrato il peso e per eliminare la rigidità perimetrale dell'appoggio.

Zona lombare: dotata di regolatori di rigidità a livello del bacino che permettono la totale personalizzazione del sostegno, secondo le proprie esigenze, sistema CSR.

Piedi: in legno avvitabili di diametro 6,3 cm; versione matrimoniale con piedino centrale di supporto. Altezza piede d'appoggio su misura.

Finitura: verniciatura atossica.